


1



サンプル:  
ファイル名:  
分析日時:  
オペレータ: Administrator  
コメント:

光度計  
モデル: U-3000形分光光度計  
シリアル No.: 0838-015  
ROM Ver.: 2520 10

装置条件  
測定モード: 波長スキャン  
データモード: %T  
開始: 700.00 nm  
終了: 400.00 nm  
スキャンスピード: 120 nm/min  
サンプル間隔: 0.20 nm  
スリット: 2 nm  
ホタル電圧: 自動制御  
光源切換モード: 自動切換  
光源切換波長: 340.00 nm  
ヘーライン設定: ユーザ 1  
高分解能測定: Off  
セル長: 10.0 mm

データリスト							
nm	%T	nm	%T	nm	%T	nm	%T
700.00	95.6	690.00	96.0	680.00	96.3	670.00	96.5
660.00	96.9	650.00	97.2	640.00	97.6	630.00	97.7
620.00	98.1	610.00	98.4	600.00	98.9	590.00	99.0
580.00	99.0	570.00	99.4	560.00	99.6	550.00	99.6
540.00	99.8	530.00	99.8	520.00	99.7	510.00	99.7
500.00	99.3	490.00	99.1	480.00	98.9	470.00	98.4
460.00	97.8	450.00	97.2	440.00	96.6	430.00	95.5
420.00	94.5	410.00	93.5	400.00	91.6		